



2000937300

EA CITOLOGICO (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P280, P303 + P361 + P353

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

Declaraciones de Peligro: H225

Líquido y vapores muy inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000937308	1 000 mL	PEAD	En stock
2000937307	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta oscuro
pH a 25°C	3,0-5,0
? máx1	530-540 nm
? máx2	630-640 nm
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx1	1,45-1,65
Rel. Abs. (p-15/p+15) ? máx 2	1,00-1,20