



2000937400

HEMATOXILINA s/ GILL (I) (Solución)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad:: Miscible con agua

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hematoxilina-segun-gill-i-solucion-9374-2btqz/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000937408	1 000 mL	PEAD	En stock
2000937407	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo oscuro
Densidad (20°C)	1,040-1,060
pH a 25°C	2,0-3,0
? máx.	545-565 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10