



2000937500

ALCOHOL ETILICO p.a. (96% V/V)



C_2H_6O | CAS [64-17-5] | --- | EINECS 200-578-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_2H_6O

Bibliografía: Farmacopea Europea 7ma Ed. Farmacopea Argentina 7ma Edición.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 46,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/alcohol-etilico-96-v-v-x-1000-ml-9375-akk6k/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000937508	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro, transparente, volátil
Identificación	Cumple
Título	? 95,0% V/V
Apariencia de la solución	Clara e incolora
Densidad relativa a 20°C	0,805-0,812
Residuo después de evaporación	máx. 25 ppm
Acidez o alcalinidad	Cumple

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
340 ?(nm)	? 0,10
270 ?(nm)	? 0,10
260 ?(nm)	? 0,30
250 ?(nm)	? 0,30
240 ?(nm)	? 0,40