



2000937600

ALMIDON SOLUBLE p.a. (Maíz)



(C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub> | CAS [9005-25-8] | NC 3505.10.90 | EINECS 232-686-4

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Almidón de maíz, Fécula de maíz

**Fórmula de Hill:** (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub>

**Usos Analíticos:** Indicador para iodometría.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** (162,14)<sub>n</sub>

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa::** Soluble

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000937608 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |
| 2000937605 | 100 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000937606 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000937607 | 500 g        | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis           | Especificación |
|--------------------|----------------|
| Aspecto            | Sólido blanco  |
| Solubilidad        | Cumple         |
| pH sol.(2%) a 25°C | 5,0-7,0        |
| Sensibilidad       | Cumple         |