



2000937700

PLATA DIETIL DITIOCARBAMATO p.a. (A.C.S.)

$C_5H_{10}AgNS_2$ | CAS [1470-61-7] | NC 2843.29.00 | EINECS 216-003-7



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_5H_{10}AgNS_2$

Usos Analíticos: Determinación de Arsénico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 256,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Almacenaje recomendada: 2-8°C

Punto de Fusión:: 175°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P271, P280

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319, H335

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000937703	25 g	Vidrio	En stock
2000937701	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo verdoso
Solubilidad en piridina	Cumple
Aptitud para determinación de arsénico	Cumple