



2000937900

HIDRACINA SULFATO p.a. (A.C.S.)



(NH₂)₂.H₂SO₄ | CAS [10034-93-2] | --- | EINECS 233-110-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula Química: N₂H₆SO₄

Fórmula de Hill: (NH₂)₂.H₂SO₄

Usos Analíticos: Determinación gravimétrica de Níquel, Cobalto y Cadmio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 130,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 254°C

Solubilidad Acuosa: 3,4 g en 100 mL a 25°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hidracina-sulfato-p-a-a-c-s-x-100-g-9379-8yhu4/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P273, P302 + P352, P304 + P340, P308 + P310

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H317, H350, H410, H301 + H311 + H331

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Puede provocar cáncer .

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000937905	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	≥ 99,0%
Materia insoluble	0,005%
Residuo después de ignición	0,05%
Cloruro (Cl)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%