



2000938100

ACIDO MOLIBDICO p.a. (A.C.S.)



Imagen no disponible

H_2MoO_4 | CAS [7782-91-4] | --- | EINECS 231-970-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: H_2MoO_4

Usos Analíticos: Determinación de fosfatos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 161,95

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Levemente soluble

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319, H335, H373

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000938105	100 g	PEAD	En stock
2000938106	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco-amarillento
Título (MoO_3)	? 85,0%
Insoluble en amonio hidróxido diluido	0,01%
Cloruro (Cl)	0,002%
Arseniato, Fosfato y Silicato (como SiO_2)	0,001%
Fosfato (PO_4)	5 ppm
Sulfato (SO_4)	0,2%
Metales pesados (como Pb)	0,003%