



2000942100

HISTODECAL® EXTRA



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: DESCALCIFICANTE EDTA

Usos Analíticos: Decalcificante uso histológico.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Entre 15°C y 30°C, y al abrigo de la luz.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/histodecal-extra-x-1000-ml-base-edta-biopack-9421-5hwsy/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P310

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942108	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro y límpido
Densidad (20°C)	1,050-1,080
pH a 25°C	6,8-7,2