



2000942200

HISTODECAL®



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Decalcificante uso histológico.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Entre 15°C y 30°C, y al abrigo de la luz.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/histodecal-x-1000-ml-base-acido-formico-biopack-9422-xs06t/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P405

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Guardar bajo llave.

Declaraciones de Peligro: H314, H318

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942208	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro y límpido
Densidad (20°C)	1,080-1,150
pH a 25°C	2,0-3,0