



2000942300

ACIDO 1-HEXANOSULFONICO SAL SODICA 1-Hidrato H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_6H_{13}NaO_3S.H_2O$ | CAS [207300-91-2] | NC 2904.10.00 | EINECS 220-601-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_6H_{13}NaO_3S.H_2O$

Usos Analíticos: Para apareamiento iónico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 206,22

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942302	10 g	Vidrio	En stock
2000942303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	≥ 98,0%
Agua	7,00-9,00%
Solubilidad (10% en agua)	Solución clara e incolora

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	≤ 0,300
210 ?(nm)	≤ 0,100
220 ?(nm)	≤ 0,075
230 ?(nm)	≤ 0,050
240 ?(nm)	≤ 0,040
250 ?(nm)	≤ 0,030