



2000942400

ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA 1-Hidrato H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_7H_{15}NaO_3S.H_2O$ | CAS [207300-90-1] | NC 2904.10.90 | EINECS 245-210-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_7H_{15}NaO_3S.H_2O$

Usos Analíticos: Para apareamiento iónico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 220,24

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: > 300°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble a 20°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942402	10 g	Vidrio	En stock
2000942403	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	? 99,0%
Solubilidad (10% en agua)	Solución clara e incolora
Solubilidad (0,4% en metanol)	Solución clara
Agua	7,00-9,00%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	? 0,300
220 ?(nm)	? 0,075
250 ?(nm)	? 0,030