



2000942400

ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA 1-Hidrato H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_7H_{15}NaO_3S.H_2O$  | CAS [207300-90-1] | NC 2904.10.90 | EINECS 245-210-5

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:**  $C_7H_{15}NaO_3S.H_2O$

**Usos Analíticos:** Para apareamiento iónico.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 220,24

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Punto de Fusión::** > 300°C

**Solubilidad Acuosa::** Soluble a 20°C

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000942402 | 10 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000942403 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                      | Especificación               |
|-------------------------------|------------------------------|
| Aspecto                       | Polvo fino cristalino blanco |
| Título                        | ? 99,0%                      |
| Solubilidad (10% en agua)     | Solución clara e incolora    |
| Solubilidad (0,4% en metanol) | Solución clara               |
| Agua                          | 7,00-9,00%                   |

## ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

| Análisis  | Especificación |
|-----------|----------------|
| 200 ?(nm) | ? 0,300        |
| 220 ?(nm) | ? 0,075        |
| 250 ?(nm) | ? 0,030        |