



2000942500

ACIDO 1-PENTANO SULFONICO SAL SODICA 1-Hidrato H.P.L.C. (I.P.C.)

$C_5H_{11}NaSO_3 \cdot H_2O$ | CAS [207605-40-1] | NC 2904.10.04 | EINECS 245-208-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_5H_{11}NaSO_3 \cdot H_2O$

Usos Analíticos: Para apareamiento iónico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 192,2

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-1-pentano-sul-sal-sodica1-h2o-hplc-ipc-9425-fni6z/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942502	10 g	Vidrio	En stock
2000942503	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	? 98,0%
Agua	7,00-9,00%
Solubilidad (10% en agua)	Solución clara e incolora

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	? 0,300
220 ?(nm)	? 0,100
250 ?(nm)	? 0,05