



2000942600

POTASIO BIFTALATO p.a.



$C_8H_5KO_4$ | CAS [877-24-7] | NC 2917.39.80 | EINECS 212-889-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_8H_5KO_4$

Usos Analíticos: Estándar acidimétrico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 204,23

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 10 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 295°C, con descomposición.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/potasio-biftalato-p-a-9426-ytd6r/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942608	1 000 g	PEAD	En stock
2000942605	100 g	PEAD	En stock
2000942606	250 g	PEAD	En stock
2000942607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,5%
Materia insoluble	0,005%
Hierro (Fe)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Sodio (Na)	0,01%