



2000942700

BIOCLEAR® (Aclarante uso Histológico)



--- | --- | NC 2710.11.21 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Aclarante para Histología, Sustituto del Xileno

Usos Analíticos: Para microscopía. Sustituto válido del Xileno en histología. Miscible con BALSAMO SINTETICO Biopack®. Válido para IHQ.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Característico con aroma a Cítrico.

Apariencia:: Líquido incoloro.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/bioclear-aclarante-uso-histologico-9427-t9gbb/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P101, P260, P262, P331

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

NO provocar el vómito.

Declaraciones de Peligro: EUH066, H302 + H332, H227

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Líquido combustible

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942708	1 000 mL	Polietileno	En stock
2000942709	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Densidad (20°C)	0,780-0,800
Agua	máx. 0,20%