



2000942800

ODO Solución 0,02 N (0,01 mol/L)



I_2 | CAS [7553-56-2] | --- | EINECS 231-442-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: I_2

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 253,81

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000942808	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color marrón rojizo
Título	0,02000 N ± 0,00040