



2000943500

METANOL H.P.L.C.



CH₃OH | CAS [67-56-1] | NC 2905.11.00 | EINECS 200-659-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alcohol Metílico, Carbinol

Fórmula de Hill: CH₃OH

Usos Analíticos: Solvente. Adecuado para uso general o en cromatografía líquida de alta performance o UV.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 32,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/metanol-hplc-9435-rm016/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P280, P302 + P352, P309 + P310, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H301 + H311 + H331, H370

Líquido y vapores muy inflamables.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Provoca danos en los órganos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000943508	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000943509	4 L	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,8%
Residuo después de evaporación	0,0005%
Acido titulable	0,0003 meq/g
Base titulable	0,0001 meq/g
Agua (KF)	0,05%
a 235 nm	máx. 5,0 mAU
a 254 nm	máx. 2,0 mAU

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
205 ?(nm)	Abs. ? 1,000
220 ?(nm)	Abs. ? 0,250
240 ?(nm)	Abs. ? 0,050
254 ?(nm)	Abs. ? 0,010
280 ?(nm)	Abs. ? 0,005
400 ?(nm)	Abs. ? 0,005