



2000943800

ACEITE LUBRICANTE PARA MICROTOMOS



--- | --- | NC 2710.19.99 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Aceite lubricante para micrótomos rotativos y deslizantes.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000943805	125 mL	PET	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro viscoso
Densidad (15°C)	0,820-0,860
Viscosidad cst.40°C	12,2-17,0
Neutralidad	Cumple