



2000944100

ELECTROCLEAN® (Solución para limpieza y regeneración de electrodos de pH)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Solución para limpieza y regeneración de electrodos de pH.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido transparente.

Olor: Picante.

Solubilidad Acuosa: Totalmente soluble a 20°C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/electroclean-x-250-ml-9441-bxn1/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir enjuagando.

Declaraciones de Peligro: H290

Puede ser corrosivo para los metales.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000944106	250 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Aptitud como limpiador de electrodos de pH	Cumple
Densidad (20°C)	1,020-1,030