



2000944300

POTASIO BITARTRATO p.a.



$C_4H_5KO_6$ | CAS [868-14-4] | NC 2918.13.00 | EINECS 212-769-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cremor Tártaro, Potasio Hidrógeno Tartrato, Tartrato monopotásico

Fórmula de Hill: $C_4H_5KO_6$

Usos Analíticos: Agente tamponante.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 188,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1 g en 162 mL.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000944308	1 000 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Cloruro (Cl)	0,005%
Sulfato (SO4)	0,01%
Hierro (Fe)	0,002%