




2000944500

ACIDO FOSFOMOLIBDICO Solución 2% P/V



--- | --- | NC 2811.19.80 | EINECS 234-713-5

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000944506	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color amarillo
Título	2,00% ± 0,04
Identificación	Cumple
Densidad (20°C)	1,000-1,020