



2000944600

ACIDO FOSFOTUNGSTICO Solución 2% P/V



--- | --- | NC 2811.19.80 | EINECS 235-087-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Solución mordiente.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inoloro

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000944606	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	2,00% ± 0,04