



2000944700

ACIDO FUMARICO Puro



$C_4H_4O_4$ | CAS [110-17-8] | NC 2917.19.90 | EINECS 203-743-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido trans-Butenodioico, Acido trans 1,2-Etilendicarboxílico

Fórmula de Hill: $C_4H_4O_4$

Usos Analíticos: Como mordiente de colorantes, como antioxidante.

Bibliografía: Merck Index12 Ed Pág. 726.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 116,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 287 °C.

Punto de Inflamación: 273 °C.

Punto de Ebullición: 290 °C (sublimado).

Solubilidad Acuosa: 4,9 g/L

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000944708	1 000 g	PEAD	En stock
2000944706	250 g	PEAD	En stock
2000944707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Identificación	Cumple
Título	? 98,5%
Humedad	0,50%
Residuo después de ignición	0,1%