



2000944800

ANHIDRIDO FTALICO Puro



$C_8H_4O_3$ | CAS [85-44-9] | NC 2917.35.00 | EINECS 201-607-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_8H_4O_3$

Usos Analíticos: Manufactura de ftalatos, ácido benzoico y resinas artificiales. Buffers.

Bibliografía: Merck Index 12 Ed pág. 1268. A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 148,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 130°C

Solubilidad:: Alcohol etílico.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P304 + P341, P305 + P351 + P338

Llevar guantes y gafas de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H317, H318, H334, H335

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000944806	250 g	PEAD	En stock
2000944807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Escamas blancas
Identificación	Cumple
Título	? 99,5%
Contenido de Anhídrido Maleico	máx. 0,05%