



2000945000

R-WAX (Limpiador de Parafina en Aerosol)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Limpiador de Parafina

Usos Analíticos: Mantener su equipamiento en óptimas condiciones y asegurar la higiene en su laboratorio es muy importante, esto lo logra con R-WAX® También evite inhalar o exponerse a productos tóxicos durante la limpieza de su micrótopo al usar Xilol o Tolueno, estas

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Entre 0°C y 50°C

Olor: Característico.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/r-wax-aerosol-x-120-ml/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P102, P210, P211, P251, P262, P331, P305 + P351 + P338

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H223, H318, H336

Aerosol inflamable.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000945005	120 mL	Aerosol	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Apptitud como limpiador de parafinas	Cumple