



2000945200

ACIDO HIPOFOSFOROSO 30-32% p.a.



H_3PO_2 | CAS [6303-21-5] | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: H_3PO_2

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 66,0

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro: 

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P308 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000945208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000945205	100 mL	Vidrio	En stock
2000945207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	30,0-32,0%
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO4)	0,02%
Hierro	0,002%