



2000945600

ACIDO CLORHIDRICO Solución 10% V/V



--- | --- | NC 2806.10.20 | EINECS 231-595-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Soluciones y mezclas usadas en análisis químicos. Solución 1 en 10 (en volumen) de Ácido Clorhídrico 37%.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido transparente

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-clorhidrico-solucion-10-v-v-x-1000-ml-9456-blxjo/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H290, H315, H319, H335

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000945608	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	10,0% ± 0,2