



2000945800

ARENA DE MAR (Lavada y calcinada) p.a.



SiO₂ | CAS [14808-60-7] | NC 2505.10.00 | EINECS 231-545-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: SiO₂

Usos Analíticos: Para hacer el título sobre materia seca.

Bibliografía: BP 2000.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 60,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000945808	1 000 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Sustancias solubles en ácido clorhídrico	máx 0,20%
Cloruro (Cl)	máx 0,005%
Pérdida por ignición	máx. 0,05%