



2000945900

MELAMINA Puro



$C_3H_6N_6$ | CAS [108-78-1] | NC 2933.69.80 | EINECS 203-615-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2,4,6-Triamino-1,3,5-triacina

Fórmula de Hill: $C_3H_6N_6$

Usos Analíticos: Forma resinas sintéticas con el formaldehído.

Bibliografía: Merck Index 12th Ed. Pág 990.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 126,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 354°C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000945905	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco
Acidez	máx. 5 mL N%
Cenizas sulfatadas	máx. 0,1%