



2000946000

SAPONINA Puro



--- | CAS [8047-15-2] | NC 2938.90.90 | EINECS 232-462-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Detergente natural para la determinación directa de metales en leche por espectroscopía de absorción atómica.

Bibliografía: S.Asadjan, D.Stojanova , Z Anal. Chem. Fresenius 320206(1980).

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble (si se agita forma espuma).

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/saponina-puro-9460-1e1wp/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319, H335

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946003	25 g	Vidrio	En stock
2000946004	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color amarillo amarronado
Sustancias insolubles en agua	0,1%
Pérdida en secado a 150°C	10,0%
Cenizas sulfatadas	10,0%