



2000946100

ACIDO TRIFLUOROACETICO para Espectroscopía



$C_2HF_3O_2$ | CAS [76-05-1] | NC 2915.90.80 | EINECS 200-923-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: TFA

Fórmula de Hill: $C_2HF_3O_2$

Usos Analíticos: En síntesis orgánicas disuelve las proteínas cuando están mezcladas con SO_2 líquido.

Bibliografía: Merck Index 12th Ed. Pág. 1650

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 114,02

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble.

Punto de Ebullición: 72,4°C.

Solubilidad: Soluble en éter, acetona, etanol, y hexano.

pKa: 0,3

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P273, P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H314, H332, H412

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Nocivo en caso de inhalación.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946105	100 mL	Vidrio	En stock
2000946103	25 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro
Título	? 99,5%
Agua	máx. 0,10%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
265 ?(nm)	Trans ? 10%
305 ?(nm)	Trans ? 50%
320 ?(nm)	Trans ? 80%
325 ?(nm)	Trans ? 90%