



2000946200

SODIO BOROHIDRURO p.a. (A.C.S.)



NaBH₄ | CAS [16940-66-2] | NC 2850.00.10 | EINECS 241-004-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NaBH₄

Usos Analíticos: Agente Reductor.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 37,83

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 55% (p/p) a 25°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone a 400-500°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P402 + P404, P308 + P310

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Almacenar en un lugar seco.

Almacenar en un recipiente cerrado.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H260, H301, H314, EUH014, H360Df

En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

Tóxico en caso de ingestión.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Reacciona violentamente con el agua.

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946205	100 g	Vidrio	En stock
2000946204	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido higroscópico
Título	? 98,0%