



2000946300

HIDROXILAMINA SULFATO p.a.



(HONH_3) $_2\text{SO}_4$ | CAS [10039-54-0] | NC 2825.10.20 | EINECS 233-118-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Hidroxilamonio sulfato, Sulfato de hidroxilamonio

Fórmula de Hill: (HONH_3) $_2\text{SO}_4$

Usos Analíticos: Para purificar aldehídos y cetonas, reactivo para detección de mercurio y plata en agua, agente reductor.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 164,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 170°C.

Solubilidad Acuosa: 587 g/L

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P281, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Evitar su liberación al medio ambiente.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H290, H302, H312, H315, H317, H319, H351, H373, H400

Puede ser corrosivo para los metales.

Nocivo por ingestión Nocivo en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Se sospecha que provoca cáncer .

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946305	100 g	PEAD	En stock
2000946306	250 g	PEAD	En stock
2000946304	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Residuo después de ignición	0,1%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,005%