




2000946600

ACIDO DIETILENTRIAMINOPENTAACETICO (DTPA) p.a.

$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$ | CAS [67-43-6] | NC 2922.49.95 | EINECS 200-652-8



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{14}H_{23}N_3O_{10}$

Usos Analíticos: Agente quelante.

Bibliografía: Merck Index 12th Ed. Pág. 1226

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 393,34

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 4,8 g/L

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319, H332, H361d

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.

Se sospecha que daña al feto.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946604	50 g	Vidrio	En stock
2000946605	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco cristalino
Título	99,0-100,5%
Punto de fusión	219-221°C
pH	2,0-3,0
Agua	máx. 0,50%