



2000946700

DIACETONA ALCOHOL Puro

$C_6H_{12}O_2$ | CAS [123-42-2] | NC 2914.40.10 | EINECS 204-626-7



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 4-Hidroxi-4-Metil-2-Pentanona, 2-Metil-2-Pentanol-4-ona

Fórmula de Hill: $C_6H_{12}O_2$

Usos Analíticos: Disolvente para acetato de celulosa, nitrocelulosa, celuloide, grasas, aceites, parafinas, y resinas.

Bibliografía: Merck Index 12th Ed. Pág. 502

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 116,16

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 167,9°C.

Punto de Inflamación: 58°C (DIN 51755)

Solubilidad Acuosa: Soluble.

Solubilidad: Soluble en alcohol, éter, y otros solventes.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P210, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H226, H319, H335, H361f

Líquidos y vapores inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946707	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro incoloro a levemente amarillento
Título	? 98,0%
Densidad a 20/4	0,937-0,940
Índice de refracción (n 20/d)	1,420-1,425