



2000946800

MAGNESIO HIDROXIDO Purísimo



$Mg(OH)_2$ | CAS [1309-42-8] | NC 2816.10.10 | EINECS 215-170-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Hidróxido de Magnesio

Fórmula de Hill: $Mg(OH)_2$

Usos Analíticos: Reactivo en química analítica.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 58,33

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Solubilidad:: Muy soluble en ácidos diluidos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946808	1 000 g	PEAD	En stock
2000946806	250 g	PEAD	En stock
2000946807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco a casi blanco
Título	95,0-100,5%
Apariencia de la solución	Cumple
Carbonato (CO ₃)	Cumple
Cloruro (Cl)	0,1%
Hierro (Fe)	0,07%
Pérdida por secado a 105°C	? 2,0%