



2000946900

PLOMO METALICO GRANULAR p.a.



Pb | CAS [7439-92-1] | NC 7804.20.00 | EINECS 231-100-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Pb

Usos Analíticos: Síntesis de compuestos de plomo orgánicos e inorgánicos.

Bibliografía: Merck Index 12th Ed. Pág. 922.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 207,20

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 327,4°C.

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P273, P304 + P340, P308 + P313

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H373, H410, H302 + H332, H360Df

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000946905	100 g	Vidrio	En stock
2000946906	250 g	PEAD	En stock
2000946907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Metal color gris plateado
Título	? 99,5%