



2000947100

COBRE METALICO EN POLVO p.a.



Imagen no disponible

Cu | CAS [7440-50-8] | NC 7406.10.00 | EINECS 231-159-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Cu

Usos Analíticos: Catalizador; Absorción de oxígeno.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 63,55

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 1083°C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947105	100 g	PEAD	En stock
2000947106	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón rojizo
Título	? 99,5%
Insoluble en ácido nítrico diluido	0,02%
Hierro (Fe)	0,005%
Plomo (Pb)	0,05%
Manganeso (Mn)	0,005%