



2000947200

COBRE (II) OXIDO p.a. (A.C.S)



CuO | CAS [1317-38-0] | NC 2825.50.00 | EINECS 215-269-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Oxido Cúprico

Fórmula de Hill: CuO

Usos Analíticos: Fuente de oxígeno.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 79,55

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 1026 °C.

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Solubilidad:: Soluble en ácidos diluidos, álcalis, y cianuros.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H302, H410

Nocivo por ingestión Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947205	100 g	Vidrio	En stock
2000947206	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino negro
Título	? 99,0%
Insoluble en ácido clorhídrico diluido	0,02%
Compuestos del Carbono (como C)	0,01%
Cloruro (Cl)	0,005%
Compuestos de nitrógeno (como N)	0,002%
Sulfato (SO4)	0,02%
Calcio (Ca)	0,01%
Hierro (Fe)	0,05%
Potasio (K)	0,02%
Sodio (Na)	0,05%