



2000947400

TITANIO DIOXIDO p.a.



TiO₂ | CAS [13463-67-7] | NC 2823.00.90 | EINECS 236-675-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: TiO₂

Usos Analíticos: Catalizador para método de Kjeldahl.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 79,90

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 1855 °C.

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Solubilidad:: Soluble en ácido sulfúrico caliente concentrado.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947408	1 000 g	PEAD	En stock
2000947406	250 g	PEAD	En stock
2000947407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco
Título	98,0-100,5%
Identificación	Cumple
Hierro (Fe)	0,02%
Solubilidad en ácido (HCl 0,5 mol/L)	0,5%
Pérdida por secado a 105°C	0,5%