



2000947500

MANGANESO (IV) OXIDO Puro



MnO₂ | CAS [1313-13-9] | NC 2602.00.10 | EINECS 215-202-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: MANGANESO DIOXIDO, Pirolusita

Fórmula de Hill: MnO₂

Usos Analíticos: Precursor para compuestos de Manganese.

Bibliografía: Merck Index 12th Ed. Pag. 977.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 86,94

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P221

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.

Declaraciones de Peligro: H302 + H332, H373

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947505	100 g	PEAD	En stock
2000947506	250 g	PEAD	En stock
2000947504	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo gris oscuro a negro
Título	? 80,0%
pH (5% en agua)	4,5-6,5
Sulfato (SO4)	máx. 1,2%