



2000947700

HIERRO (III) NITRATO 9-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ | CAS [7782-61-8] | NC 2834.29.90 | EINECS 233-899-5



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$

Usos Analíticos: Determinación de fosfatos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 404,00

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 47°C.

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H272, H315, H319

Puede agravar un incendio; comburente.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947708	1 000 g	PEAD	En stock
2000947706	250 g	PEAD	En stock
2000947707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color violeta claro
Título	98,0-101,0%
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Sulfato (SO4)	0,01%
Calcio (Ca)	0,01%
Magnesio (Mg)	0,005%
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,05%