




2000947800

CROMO AZUROL S (C.I. 43825)



$C_{23}H_{13}Cl_2Na_3O_9S_2$ | CAS [1667-99-8] | NC 3204.12.00 | EINECS 216-787-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Mordant Blue 29

Fórmula de Hill: $C_{23}H_{13}Cl_2Na_3O_9S_2$

Usos Analíticos: Reactivo para la determinación espectrofotométrica de metales, Be, Al, y tierras raras.

Bibliografía: G.R. Roebisch, Anal. Chim. Acta 82, 207 (1976)

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 605,29

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 100 mg/mL

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947802	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón oscuro a negro
Solubilidad en agua	Cumple
Absorción máxima	425-435 nm