



2000948000

P.A.R. SAL MONOSODICA p.a. (A.C.S.)

$C_{11}H_8N_3NaO_2$ | CAS [16593-81-0] | NC 2933.39.90 | EINECS 236-339-8



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 4-(2-Piridil-(2)-azo)resorcina, sal monosódica monohidrato

Fórmula de Hill: $C_{11}H_8N_3NaO_2$

Usos Analíticos: Indicador complejométrico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 237,21

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948001	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo anaranjado oscuro
Claridad de la solución	Cumple
Aptitud como indicador complejométrico	Cumple