



2000948100

VERDE DE LISAMINA B (C.I. 44090)

$C_{27}H_{25}N_2NaO_7S_2$ | CAS [3087-16-9] | NC 3204.12.10 | EINECS 221-409-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Green 50, Wool Green S

Fórmula de Hill: $C_{27}H_{25}N_2NaO_7S_2$

Usos Analíticos: En la modificación del Tricrómico de Masson hecha por Lillie.

Bibliografía: Clark Staining Procedures pág. 59

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 576,62

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305, P338, P351

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir enjuagando.

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319, H335

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948102	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo oscuro
Absorción máxima	629-639 nm
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución traslúcida azul oscura a verde oscura