



2000948200

SODIO METASILICATO 5-Hidrato Purísimo

$\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10213-79-3] | NC 2839.11.00 | EINECS 229-912-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Trioxosilicato de Disodio

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 212,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 72,2°C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-metasilicato-5-hidrato-purissimo-9482-2flhl/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P260, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H290, H314, H318, H335

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948208	1 000 g	PEAD	En stock
2000948206	250 g	PEAD	En stock
2000948207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título	? 95,0%
pH (1 % en agua)	12,0-13,0
Hierro (Fe)	máx. 120 ppm
Pérdida por secado	30,0-50,0%