



2000948600

FIJADOR DE ZENKER



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: En el proceso de refijación-decalcificación de médula ósea. Recomendado para riñón, hígado, fibras de tejido conectivo y fibrina.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido rojizo transparente

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P102, P262, P273, P280

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Declaraciones de Peligro: H315, H317, H319, H340

Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar defectos genéticos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948608	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000948607	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color anaranjado
Densidad (20°C)	1,060-1,080
Determinación cualitativa de cationes componentes	Cumple