



2000948700

FIJADOR DE CARNOY



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Recomendado para fijación de glucógeno, hidratos de carbono simples y para proteínas fibrilares, especialmente miofibrillas.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido transparente incoloro

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:   

Consejos de Precaución: P201, P202, P210, P233, P280

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Declaraciones de Peligro: H225, H315, H319, H351, H373

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Se sospecha que provoca cáncer.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948708	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000948707	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Densidad (20°C)	1,010-1,040