



2000948800

FIJADOR DE SACCOMANO



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para muestras líquidas ginecológicas y otras (punciones, orina, expectoraciones).

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido blanco traslúcido

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fijador-de-saccomano-9488-db3j6/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P102, P262, P273, P280

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948808	1 000 mL	PEAD	En stock
2000948807	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Densidad (20°C)	0,920-0,950