



2000948900

HEMATOXILINA DE MAYER (Solución)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para la coloración de rutina Hematoxilina-Eosina, tiñendo selectivamente la cromatina nuclear.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hematoxilina-de-mayer-solucion-9489-qm8kt/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000948908	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000948907	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo oscuro
Densidad (20°C)	1,010-1,030
pH a 25°C	2,0-3,0
? máx.	525-535 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,00